


Désignation

- Egouttoir mural avec rigole évacuation 500x500 mm

Référence

- 795548

Unité de vente : 1



Description

- Egouttoir avec gouttière
- Matière : PVC, pointes de support PP
- Avec clés pour les pointes de support
- Égouttoir avec gouttière d'écoulement amovible, y compris raccord de drainage et tuyau d'écoulement (évacuation de l'eau d'égouttage dans le bac de laboratoire).
- Les pointes de support robustes peuvent être enfichées individuellement dans les alésages de logement de l'égouttoir et bloquées. Elles peuvent également être retirées à tout moment. Grâce aux pointes de support de différentes longueurs (60 mm, 100 mm et rallonge jusqu'à 150 mm de longueur), l'égouttoir peut être adapté aux différents appareils à sécher.
- Egouttoir 50x50 cm avec pointes de support 60 mm (10 pièces), 100 mm (39 pièces) et 150 mm (4 pièces)

