

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	795562
<b>Désignation</b>	Pelles de prélèvement



---

### Description :

- ✓ En polystyrène blanc
- ✓ Emballage individuel
- ✓ Produit et assemblé en chambre blanche classe 7
- ✓ Conformes aux directives EU food et FDA
- ✓ Matériaux et emballages entièrement fabriqués en ressources renouvelables
- ✓ Sans couvercle
- ✓ Longueur : 280 mm
- ✓ Capacité : 500 ml

### Unité de vente :

10 Pelles

---