

Pelles SteriPlast®

Les pelles SteriPlast® en polystyrène sont fabriquées (mises à part les pelles 1.000 ml) dans notre salle blanche, classe 7 (10.000), montées, emballées individuellement pour l'usage unique et stérilisées par irradiation gamma.

Ces pelles conviennent parfaitement aux poudres, granulés et pâtes.

La pelle équipée d'un couvercle transparent peut être directement refermée après le prélèvement, ce qui permet de transporter ainsi l'échantillon de manière stérile et exempte de toute contamination.

- ▶ PS, blanc
- ▶ Emballées une par une et stérilisées par irradiation gamma
- ▶ Production, montage et emballage répondant aux critères de la classe de salle blanche 7
- ▶ Apte au contact alimentaire en vertu des normes EU et FDA



Au moment de la conception de ces pelles, l'ergonomie était au centre de nos intérêts : de par la forme spéciale de la poignée et le bord avant légèrement relevé, la pelle est toujours horizontale et peut donc être posée sans que l'échantillon ne ruisselle en dehors.

Pelles SteriPlast®									
Contenance ml	Modèle	Longueur mm	Pièce par pack	Tarif €	Rabais de quantité dès	Tarif échelonné €	Réf.		
25	sans couvercle	141	10		10		5378-1001	N4	
25	avec couvercle	142	10		10		5378-1002	N4	
50	sans couvercle	160	10		10		5378-1003	N4	
50	avec couvercle	161	10		10		5378-1004	N4	
100	sans couvercle	205	10		10		5378-1005	N4	
100	avec couvercle	206	10		10		5378-1006	N4	
150	sans couvercle	216	10		10		5378-1007	N4	
150	avec couvercle	218	10		10		5378-1008	N4	
250	sans couvercle	232	10		10		5378-1013	N4	
250	avec couvercle	235	10		10		5378-1014	N4	
500	sans couvercle	280	10		10		5378-1015	N4	
500	avec couvercle	283	10		10		5378-1016	N4	
1000	sans couvercle	332	10		10		5378-1019	N4	