

Désignation

- DispoPipette

Référence

- 795622

Unité de vente

20 Préveleurs



Description

Échantillonneur simple pour le prélèvement de liquides très fluides. Si la DispoPipette est introduite ouverte dans le liquide, on obtient un échantillon toutes couches ; si elle est introduite fermée jusqu'au point de prélèvement et si elle est alors seulement ouverte, on obtient un échantillon ciblé. Utilisation très simple.

Caractéristiques techniques

- En HDPE
- Volume : 200 ml
- Diamètre : 21 mm
- Longueur : 1000 mm
- Stérile

