

Désignation

- Cuillère avec spatule steriplast stérile en emballage individuelle ps 0,5ml

Référence

- 795632

Unité de vente : 100



Description

- Cuillère avec spatule
- Double spatule : cuillère 0,5 ml et lame de spatule 17 mm
- Longueur totale 178 mm
- En laboratoire, la cuillère avec spatule peut être utilisée de différentes manières, comme cuillère d'échantillonnage, pour la mesure ou le transvasement de petites quantités.
- Matière : Polystyrène blanc
- Stérilisée, emballée individuellement
- Production, montage et emballage répondant aux critères de la classe de salle blanche 7
- Conforme aux directives alimentaires UE et FDA

