

FICHE TECHNIQUE

Référence	795639
Désignation	Pelles de prélèvement



Description :

- ✓ En polystyrène blanc
- ✓ Emballage individuel
- ✓ Produit et assemblé en chambre blanche classe 7
- ✓ Conformes aux directives EU food et FDA
- ✓ Matériaux et emballages entièrement fabriqués en ressources renouvelables
- ✓ Sans couvercle
- ✓ Longueur : 332 mm
- ✓ Capacité : 1000 ml

Unité de vente :

10 Pelles
