

Désignation

- Spatule de prélèvement bleue détectable steriplast ps stérile lame 150mm

Référence

- 795658

Unité de vente : 10



Description

- Spatule détectable, bleue
- La longue poignée stable et ergonomique, ainsi qu'une lame pointue permettent de perforer directement les sacs en papier ou en plastique, même avec cet article jetable.
- Elles conviennent parfaitement au prélèvement de poudres, granulés et pâtes.
- Longueur totale mm : 263
- Profondeur de plongée mm : 150

