

Pincette à usage unique



Conçues pour le travail de précision en laboratoire, elles permettent de saisir, de tenir et de bouger de petits objets, comme par exemple des tissus fins, des échantillons solides etc. La poignée rainurée tient bien dans la main et permet de travailler avec une grande précision. Les pincettes en plastique, légères et jetables, permettent de travailler sans fatigue. Ces accessoires de laboratoire, fabriqués en salle blanche, satisfont aux normes les plus sévères et évitent toute contamination croisée ou souillure de l'échantillon à analyser. Les pincettes de laboratoire conviennent à l'utilisation dans l'industrie chimique, pharmaceutique, agro-alimentaire, dans la filière cosmétique-parfums et dans la science. Disponible soit en paquet grand format de 100 unités ou bien 100 unités emballées individuellement et stérilisées par irradiation.

- ▶ Pour usage unique
- ▶ Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
- ▶ Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
- ▶ Longueur totale 130 mm
- ▶ PS, blanc
- ▶ En option, emballée une par une et stérilisée



Pincette à usage unique							
Forme	Modèle	Pièce par pack	Tarif €	Rabais de quantité dès	Tarif échelonné €	Réf.	
pointue/coudée	stérilisée, emballée individuellement	100		10		5378-1040	N4
pointue/coudée	paquet grand format	100		10		5378-0040	N4
pointue	stérilisée, emballée individuellement	100		10		5378-1041	N4
pointue	paquet grand format	100		10		5378-0041	N4
pointe large	stérilisée, emballée individuellement	100		10		5378-1042	N4
pointe large	paquet grand format	100		10		5378-0042	N4

Racleur



Les racleurs en polystyrène sont fabriqués dans notre salle blanche, classe 7 (10.000), montés et emballés individuellement pour l'usage unique.

Racleur robuste et maniable destiné à l'usage unique. Le racleur est approprié pour gratter, lisser ou nettoyer, et également pour éliminer des résidus.

Racleur LaboPlast®, jetable

- ▶ Emballés un par un

Racleur SteriPlast®

- ▶ Emballés un par un et stérilisés par irradiation gamma

Racleur LaboPlast®, jetable							
L x l mm	Pièce par pack	Tarif €	Rabais de quantité dès	Tarif échelonné €	Réf.		
200 x 80	10		10		5378-0030	N4	

Racleur SteriPlast®							
L x l mm	Pièce par pack	Tarif €	Rabais de quantité dès	Tarif échelonné €	Réf.		
200 x 80	10		10		5378-1030	N4	