

Racleur pour aliments, bleu



Les racleurs pour aliments SteriPlast® en polystyrène bleu sont fabriqués dans notre salle blanche, classe 7 (10.000), montés, emballés individuellement pour l'usage unique et stérilisés par irradiation gamma. Racleur robuste et maniable destiné à l'usage unique. Le racleur est approprié pour gratter, lisser ou nettoyer, et également pour éliminer des résidus.

- ▶ PS bleu
- ▶ Emballés un par un et stérilisés par irradiation gamma
- ▶ Production, montage et emballage répondant aux critères de la classe de salle blanche 7
- ▶ Conforme aux directives alimentaires UE et FDA

Racleur pour aliments, bleu

L x l mm	Pièce par pack	Tarif €	Rabais de quantité dès	Tarif éche- lonné €	Réf.	stérilisé
200 x 80	10	10	10	5378-3030	N4	

DispoDipper



Pot puisard fabriqué en salle blanche pour le prélèvement d'échantillons, à usage unique. De couleur bleue, il convient également parfaitement à l'utilisation dans l'industrie alimentaire animale, agro-alimentaire et pharmaceutique. Le pot gradué assure une mesure précise et un affichage du volume. Après le prélèvement, le couvercle peut être fermé hermétiquement. (Voir p.185).

- ▶ PP, bleu transparent
- ▶ Conditionnement individuel et stérilisation aux rayons gamma en option
- ▶ Production et emballage répondant aux critères de la classe de salle blanche 7
- ▶ Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
- ▶ Pot puisard gradué en ml et en oz.
- ▶ Profondeur d'immersion 270 mm

DispoDipper

Contenance ml	Modèle	Ø mm	Hauteur avec bouchon mm	Longueur totale mm	Pièce par pack	Tarif €	Rabais de quantité dès	Tarif éche- lonné €	Réf.	stérilisé
50	standard	40	98	417	20	7			5393-7000	N4
50	stérilisé	40	98	417	20	7			5393-7001	N4
100	standard	53	98	415	20	5			5393-7010	N4
100	stérilisé	53	98	415	20	5			5393-7011	N4
250	standard	72	116	429	20	3			5393-7020	N4
250	stérilisé	72	116	429	20	3			5393-7021	N4

