

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	795715
<b>Désignation</b>	Aquasampler



---

### Description :

- ✓ Echantillonneur pour prélèvements en eaux souterraines de fontaines, puits et autres sources
- ✓ Convient à tous les puits jusqu'à 2" de diamètre, sans coincer ni rester accroché
- ✓ Le matériau ultra-pur garantit la meilleure pureté possible de l'échantillon
- ✓ Facile à nettoyer en raison des bords et filetages arrondis
- ✓ FEP/PTFE ultrapur, surface anti-adhésive
- ✓ Sans câble
- ✓ Longueur totale : 40cm
- ✓ Volume : 350 ml

### Unité de vente :

1 Aquasampler

---