


Désignation

- Aquasampler 1050ml livré sans câble

Référence

- 795758

Unité de vente : 1



Description

- FEP/PTFE ultrapur, surface antiadhésive
- Volume : 1050 ml
- Ø extérieur : 45 mm
- Hauteur totale : 1222 mm
- Hauteur du collecteur : 1081 mm
- Echantillonneur pour prélèvements en eaux souterraines de fontaines, puits et autres sources. Convient à tous les puits à partir de 2" de diamètre, sans coincer ni rester accroché.
- Le matériau ultra-pur garantit la meilleure pureté possible de l'échantillon. Facile à nettoyer en raison des bords et filetages arrondis.
- Matériel général : FEP, PTFE Polytétrafluoroéthylène

