

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	795987
<b>Désignation</b>	Réservoir rond 100 litres



### Description :

- ✓ Fabrication sans soudure
- ✓ En polyéthylène basse densité
- ✓ Incassables
- ✓ Format rond
- ✓ Livrés sans couvercle
- ✓ Agréés contact alimentaire
- ✓ Contenance 100 litres

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Ø intérieur : 470 mm
- ✓ Hauteur : 680 mm
- ✓ Épaisseur paroi : 5 mm

### Unité de vente :

1 Réservoir