


FICHE TECHNIQUE

Référence	796007
Désignation	Grille pour microscopie électronique



Description :

- ✓ Grille pour dépôt d'échantillons G300
- ✓ En cuivre
- ✓ Maillage carré

Certificats :

- ✓ Non stérile

Caractéristiques techniques :

- ✓ Diamètre de la grille : 3,05 mm
- ✓ Diamètre du fil : 25 μ m
- ✓ Diamètre de l'ouverture : 58 μ m

Unité de vente :

100 Grilles pour microscopie électronique