

# Entonnoir à liquide à usage unique



Entonnoir à liquide à usage unique pour le remplissage sûr, idéal pour le remplissage aisé de bouteilles et d'autres bidons avec un orifice de remplissage étroit. L'entonnoir à usage unique permet de transvaser sans perte des échantillons de fluides ou des solides qui peuvent s'écouler. L'aide au remplissage, pratique et hygiénique, est ainsi un accessoire utile lors du prélèvement d'échantillons ou dans le laboratoire.

## Entonnoir à liquide à usage unique

- ▶ PS, blanc
- ▶ Fabriqué en salle blanche (classe de salle blanche 7)
- ▶ Emballé un par un

## Entonnoir à liquide à usage unique, stérile

- ▶ PS, blanc
- ▶ Fabriqué en salle blanche (classe de salle blanche 7)
- ▶ Emballé un par un et stérilisé

### Entonnoir à liquide à usage unique, stérile

Ø extérieur mm  
100

Ø évacuation mm  
10

Pièce par pack  
10



Réf.  
5378-6002 N4