

Désignation

- Boîte de pétri standard 90 x 16 mm

Référence

- 798619

Unité de vente : 500



Description

- Boîte de Petri, 90 mm
- Mettez en culture des micro-organismes sur des milieux solides à l'aide des boîtes de Pétri Thermo Scientific™ Sterilin™ standard 90 mm. Ces boîtes peu profondes optimisent l'espace dans l'incubateur et sont dotées d'un fini brillant qui garantit une excellente qualité optique.
- Certifications/Conformité : Produit et testé conformément à la norme EN ISO 24998:2008 Norme relative aux boîtes de Pétri comprenant des contrôles de dimensions stricts.
- Matériau : PS
- Forme : Ronde
- Stérile
- Traitement de surface : Non traité
- Hauteur : 15,7 mm
- Diamètre : 90 mm

