

Désignation

- Réactif spectroquant 14559 pour détermination ammonium 4-80mg/l n-nh4

Référence

- 799013

Unité de vente : 25 tubes



Description

- WTW™ Kits de test ammoniac et ammonium
- Matériaux de test pour l'AQA de l'analyse de l'eau et de routine photométrique pour une certitude de résultats multi-niveaux de photoLab™, pFotoFlex™ et kits de test
- Analytes Salyticate
- À utiliser avec (équipement) : Photomètres PhotoLabtrade; S6, PhotoLabtrade; S12, PhotoLabtrade; Spectral, spectroFlex
- Nbre de tests 950
- Suffisant pour 100 tests
- Application : Pour les eaux usées, l'eau potable, l'eau de mer
- Comprend Certificats
- Plage : 4 à 80 mg/l de NH4-N, 5,2 à 103 mg/l de NH4+
- Méthode de test : Photométrie

