

FICHE TECHNIQUE

Référence	799361
Désignation	Seringue jetable de 5 ml 3 pièces pp vrac non stérile



Description :

- ✓ Seringue jetable
- ✓ Capacité : 5 ml
- ✓ Corps : PP, piston : PP et caoutchouc polyisoprène
- ✓ Cylindre à flux fluide, étanche et à haute transparence
- ✓ Sans latex, apyrogène, sans DEHP, non toxique
- ✓ Arrêt de sécurité défini pour éviter l'arrachement accidentel du piston
- ✓ Convient à tous les filtres seringues avec raccord Luer
- ✓ Non stérile
- ✓ Conditionné en vrac en boîte de 500
- ✓ Luer-Lock selon DIN EN 1707
- ✓ Luer-Slip selon DIN EN 20594-1

Unité de vente :

500 Seringues