

Désignation

- Inhibiteur de nitrification

Référence

- 799461

Unité de vente : 1



Description

- Inhibiteur de nitrification, 25 ml
- WTW-209331-NTH 600 est un puissant inhibiteur de nitrification qui offre plusieurs fonctionnalités et cas d'utilisation pour diverses applications.
- Inhibition de la nitrification : WTW-209331-NTH 600 est spécifiquement conçu pour inhiber le processus de nitrification dans les systèmes de sol et d'eau. En ralentissant la conversion de l'ammonium (NH_4^+) en nitrate (NO_3^-), il contribue à réduire les pertes d'azote et à améliorer la disponibilité des nutriments.
- Efficacité nutritionnelle améliorée : Lorsqu'il est utilisé dans les pratiques agricoles ou horticoles, cet inhibiteur améliore l'efficacité de l'azote en empêchant la conversion excessive de l'azote ammoniacal en azote nitrate. Cela conduit à une absorption accrue de nutriments par les plantes, ce qui entraîne une amélioration des rendements des cultures.
- Flacon protégé contre la lumière d'un contenu de 25 ml.
- Concentration 5 g/l allylthiourée.

