

## Désignation

- Test visuel visocolor eco pour 120 détermination nitrite gamme 0-0,5mg/l no2

## Référence

- 799535

Unité de vente : 1



---

## Description

- Kit de test colorimétrique pour la détermination des nitrites dans les échantillons d'eau. VISOCOLOR ECO Nitrite allie une utilisation facile avec une haute sécurité de mesure, par la compensation de la couleur et de la turbidité. Pour détermination visuelle par comparaison avec une échelle de couleurs ou une mesure photométrique avec nos photomètres compacts.
- Marque : VISOCOLOR
- Graduation : Nitrite - 0 • 0,02 • 0,03 • 0,05 • 0,07 • 0,1 • 0,2 • 0,3 • 0,5 mg/L NO<sub>2</sub><sup>-</sup>
- Domaine de mesure instrumental : Nitrite - 0,02–0,50 mg/L NO<sub>2</sub><sup>-</sup>
- Evaluation sur Advance, PF-3 Fish, PF-12Plus, Visuell
- Test n°. 5-44
- Méthode : Nitrite - Acide sulfanilique / 1-naphtylamine
- Analyse de l'eau de mer : Oui
- Température de stockage 15–25 °C
- Stabilité (à partir de la production) : 1.5 An(s)
- Remarque Domaine de mesure valable pour le PF-12Plus. Il peut être différent pour les autres photomètres.
- Contenu : Réactifs pour 120 déterminations, échelle de couleurs et accessoires dans une boîte
- Substances dangereuses Oui

