

FICHE TECHNIQUE

Référence	799588
Désignation	Thermomètre TFX 410-1 + Sonde TPX 400-150



Description :

Thermomètre TFX 410-1

- ✓ Thermomètre haute précision
- ✓ Pile 3.0 V lithium battery exchangeable
- ✓ Certificat d'étalonnage usine en 3 points
- ✓ Poids : env. 90 g
- ✓ Dimensions : 54 x 22 x 109 mm

Sonde TPX 400-150

- ✓ Sonde pointue
- ✓ Plage de mesure : -50°C +400°C
- ✓ Long. Aiguille 120 mm \varnothing 3 mm
- ✓ Câble silicone 150 cm

Unité de vente :

1 Thermomètre TFX410-1 + Sonde TPX 400-150