

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	799712
<b>Désignation</b>	PH/Ionomètre de paillasse



### Description :

- ✓ Livré avec électrode Blueline 25 et solutions tampon
- ✓ Plage de mesures : - pH : -2 ... 16
  - température : -10 ... 100°C
  - ISE : 0 ... 30 000 ppm
- ✓ Résolution : 0,01 pH ; 1 mV ; 0,1°C
- ✓ Température automatique avec Pt1000 ou fixe
- ✓ Connecteurs BCN, 2x banana socket (4mm), 4-pole USB interface socket

### Unité de vente :

1 PH/Ionomètre de paillasse