

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	799715
<b>Désignation</b>	Sonde immersion pénétration



### Description :

- ✓ Sonde Pt 1000 avec Lemo taille 0
- ✓ Pour thermomètres TFX410-1 / TFX420, sonde pointue
- ✓ Câble silicone 40 cm
- ✓ Plage de mesure -50°C +400°C
- ✓ Précision DIN IEC 584, classe 1
- ✓ Dimensions : Longueur de l'aiguille 120 mm  $\varnothing$  3 mm

### Unité de vente :

1 Sonde immersion pénétration