

FICHE TECHNIQUE

Référence	799721
Désignation	Sonde immersion pénétration



Description :

- ✓ Sonde Pt 1000 avec Lemo taille 0
- ✓ Pour thermomètres TFX410 / TFX420, sonde pointue
- ✓ Plage de mesure -50°C +400°C
- ✓ Précision DIN IEC 584, classe 1
- ✓ Dimensions : Longueur de l'aiguille 300 mm \varnothing 3 mm

Unité de vente :

1 Sonde immersion pénétration
