

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	799724
<b>Désignation</b>	Sonde de température



---

### Description :

- ✓ Sonde Pt 1000 avec Lemo taille 0
- ✓ Pour thermomètres TFX410 / TFX420, sonde pointue
- ✓ Sonde vitrifiée
- ✓ Plage de mesure -50°C +400°C
- ✓ Précision DIN IEC 584, classe 1
- ✓ Dimensions : Longueur de l'aiguille 190 mm  $\varnothing$  8 mm

### Unité de vente :

1 Sonde de température

---