

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	799748
<b>Désignation</b>	Thermomètre TTX200 avec câble



### Description :

- ✓ Thermomètre à thermocouple de type T
- ✓ Sonde à connexion fixe à l'appareil
- ✓ Câble en silicone 600 mm
- ✓ Aiguille  $\varnothing$  3 mm, L 120 mm
- ✓ Robuste et résistant aux chocs
- ✓ Plage de mesure  $-30^{\circ}\text{C}$  à  $+199,9^{\circ}\text{C}$
- ✓ Précision  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  jusqu'à  $100^{\circ}\text{C}$  puis  $\pm 1\%$  de la valeur mesurée
- ✓ Température de fonctionnement :  $-20^{\circ}\text{C}$  à  $+60^{\circ}\text{C}$
- ✓ Température de stockage :  $-30^{\circ}\text{C}$  à  $+70^{\circ}\text{C}$
- ✓ Classe de protection IP65
- ✓ Pile CR2450
- ✓ Certificat d'étalonnage usine
- ✓ Poids 100 g
- ✓ Dimensions 127 x 60 x 16 mm

### Unité de vente :

1 Thermomètre TTX200 avec câble