


DÉSIGNATION :
ETIQUETTES LASER 21,16x47,63mm -
LAT-13-707-2,5 x2500

RÉFÉRENCE :
814371

UNITÉ DE VENTE :
2500 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Etiquettes LaserTab sur feuille
- Impression par imprimante laser

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : Imprimantes laser
- Dimensions : 47,63 mm (l) x 21,16 mm (H)
- Température d'utilisation (°C) : -40 °C - 130 °C
- Application : Suivi des biens ; Identification générale
- Couleur : Blanc
- Finition : Mat
- Forme d'étiquette : Rectangle