

Désignation

- Cryotube 0,8ml pas de vis ext tri-code 2d 1d lisible avec bouchon vrac

Référence

- 830410

Unité de vente

960 Cryotubes



Description

- Cryotube 2D Next-Gen - FluidX 0,8 ml - code 2D; Alphanumérique; 1D - avec capuchon
- Tube à jaquette co-moulée avec code 2D sur le fond
- Volume de travail 1 ml/volume total 1,2 ml
- Possibilité d'ajouter une étiquette
- Possibilité d'avoir les codes alphanumérique et linéaire gravés sur le côté
- Capuchon et tube en polypropylène vierge sans aucun adjuvant
- Fermeture à pas de vis externe à double entrée - fermeture et ouverture en 1 tour
- Autoclavables (121 °C - 20 min)
- Stériles, sans métaux lourds
- Low binding
- Conditionnement : vrac

