

**DÉSIGNATION :**  
SUPPORT MANDRIN CARTON POUR  
RUBAN BBP1 BBP12 x5

**RÉFÉRENCE :**  
838464

**UNITÉ DE VENTE :**  
5 Mandrins pour rubans vides, pour éti-  
quetteuse BBP12/BBP11



**DESCRIPTION :**

- accessoire pour imprimante
- Mandrins pour rubans vides, pour étiquetteuse BBP12/BBP11

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

- Compatibilité imprimantes : BBP11 ; BBP12 ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm