

Désignation

- Rampe Microsart pour unités Biosart 250 version sans entonnoirs - 3 postes



Référence

- 845024

Unité de vente

1 Rampe Micosart

Description

- Appareillage de filtration sous vide pour le contrôle de la qualité microbiologique d'échantillons liquides
- Utilisation gaucher/droitier grâce au support membrane orientable à 360°
- Récupération aisée de la membrane sans risque de contamination secondaire grâce au filtre évent stérile présent sur chaque poste
- A compléter par un entonnoir de filtration
- Matériau : Acier inox / Support de membrane : cranté en acier inoxydable
- Dimensions \varnothing des membranes : 47 et 50 mm
- Autoclavable : à 121 °C ou 134 °C, ou par chaleur sèche : jusqu'à 150 °C, passage à la flamme
- Nombre de postes : 2
- Raccords : olive cranté pour connexion à tuyau à vide de diamètre inférieur à 7 mm
- Modèle Microsart

