

## Désignation

- Unité de filtration Sartolab RF 1000 ml - Seuil : 0,22 µm

## Référence

- 845215

Unité de vente : 12



- 
- Unités de filtration sous vide à usage unique Sartolab pour la filtration stérilisante et sous vide. Les unités contiennent une membrane en PES de grande qualité et combinent des flux et des débits très élevés avec une liaison extrêmement faible de protéines et des extractibles.
  - Prêtes à l'emploi
    - Unités complètes ou entonnoirs pour flacon col 45 mm
    - Pour filtration sous vide de solutions de 150 ml à 1 litre
    - Surface de filtration augmentée pour un meilleur débit de filtration
    - Membrane PES optimisée pour faible adsorption aspécifique des protéines
    - Stérilisation radiation E-beam (SAL 10<sup>-6</sup>)
  - Stérile
  - Graduations et zones de marquage
  - Volume Entonnoir et bouteille : 1000 ml
  - Membrane : PES
  - Dimensions Col : 45 mm
  - Seuil : 0,22 µm
  - Modèle : Sartolab RF