



FICHE TECHNIQUE

Référence

895DB / 330190

Désignation

Charlotte filet détectable

Couleur

Bleue



Photo non contractuelle

Composant 1

Polypropylène

Composant 2

Attaches métalliques

Composant 3

-

Composant 4

-

Température d'utilisation recommandée

-

Longueur

Taille unique

Largeur

Taille unique

Hauteur

Taille unique

Diamètre 1

-

Diamètre 2

-

Epaisseur

Profondeur

Longueur fibre

-

Diamètre fibre

-

Descriptif général

Détectable grâce aux attaches métalliques.

Couverture complète de la tête pour une meilleure protection.

Maille 5 mm.

Permet une bonne régulation de l'air et évite toute transpiration.

Disponible en bleu.

Sur commande : blanc, jaune, lilas, marron, noir, rouge et vert.

Convient pour un usage en milieu alimentaire (non compatible pour un contact direct avec les aliments - exempt de certificat d'alimentarité).

Fabrication CE

Autres données techniques

La qualité de détection dépend de votre matériel, de sa configuration, des conditions de production et du type de denrée. Un test doit être effectué en conditions réelles d'utilisation avant emploi.

Poids unitaire

2,45 g

Conditionnement

Lot de 100 charlottes

Poids du conditionnement

245 g

Manufacture de Balais - 9 rue Gustave Eiffel - ZI Frimont - 33190 La Réole - France

Tél +33(0)5 56 61 00 41 - Fax +33(0)5 56 71 09 24

Site : www.bergegere.com - Contact : info@bergegere.com

APE : 3291Z - CEE : FR63 400 175 360 - SAS au Capital Social de 59 000 €