

Sachet stomacher ClearLine

Caractéristique :

- ✓ Capacité : 400 ml
- ✓ Dimensions L x H : 180 x 300 mm
- ✓ Matière : polyéthylène
- ✓ Stérile
- ✓ Sans filtre
- ✓ Souple
- ✓ Haute résistance mécanique
- ✓ Température de stockage : 15 à 30°C
- ✓ Utilisable à 37°C pendant 24h maximum
- ✓ Le malaxage ne doit pas excéder 3min dans un broyeur à pale
- ✓ Apte au contact alimentaire



Unités :
500 sacs