


**DESIGNATION : Alèses incontinence SegePad**
**REFERENCE : M440 / M460 / M490-XX**
**D73-02**
**Version 1/1**
**Page 1/1**
**LOT :**

**APPLICATIONS**

Pour les patients alités  
 Pour protéger les fauteuils et les lits  
 Protection lors de soins nécessitant de l'absorption  
 Utilisation non invasive.

En ouate de cellulose pour une absorption optimisée.  
 Système de canaux pour une meilleure répartition de l'absorption.  
 Bords collés.  
 Film en PE intraversable  
 Différentes tailles en fonction de l'usage prévu  
 Grande douceur des matériaux pour un plus grand confort.

**TAILLES**

Dimensions	60 x 40		60 x 60		60x75	60 x 90	
	Classic	Optima	Classic	Optima	Optima	Classic	Optima
Référence	M440-30VT	M440-40BE	M460-45VT	M460-60BE	M475-80BE	M490-80VT	M490-100BE
Capacité d'absorption en ml*	500	800	800	1150	1350	1300	1850

- Tolérance +/- 10 %

**COMPOSITION DE LA MATIÈRE**

(\*Valeurs indicatives)

- Nature
- Grammage Alèse

- Pâte de cellulose
  - Polypropylène
  - Polyéthylène
- De 30 à 100 gr/m<sup>2</sup> en fonction de la taille et de l'absorption

**MARQUAGE CE**
 oui  non

**CERTIFICATION**

Dispositif Médical (DM) de classe 1

**CONDITIONNEMENT**

Dimensions	60 x 40		60 x 60		60x75	60 x 90	
	Classic	Optima	Classic	Optima	Optima	Classic	Optima
référence	M440-30VT	M440-40BE	M460-45VT	M460-60BE	M475-80BE	M490-80VT	M490-100BE
Nbre unité/sachet	30	30	30	30	30	30	30
Nbre sachets / carton	9	9	4	4	4	4	4
Nbre carton / palette	28	28	48	48	32	36	28

\*Dans un souci constant d'amélioration des produits, Segetex-eif se réserve le droit de modifier leurs données techniques.