

RAJA

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Référence Raja : CIT08
- Libellé : CAISSE ISOTHERME ISOSTAR 8L
- Couleur du produit : Métallisé
- Dimensions extérieures : 300X200X170 mm
- Dimensions intérieures : 290X190X150 mm
- Dimensions à plat : 500x448x12 mm
Tolérance dimensions : +/- 2 mm
- Volume extérieur produit monté (dm3) : 10.2 dm3
- Volume à plat (dm3) : 2.70 dm3
- Numéro de nomenclature de dédouanement : 3923 90 00
- Impression :
 - Type :
 - Couleur :
 - Estampille :
- Poids unitaire : 0.200 kg
Tolérance poids : +/- %
- COBB : g / M²
- Pattes de jonction : 1

CARACTERISTIQUES MATIERE

- Matière : Mousse de Polystyrène Extrudé Expansé ISOSTAR
- Epaisseur : 4 mm
- Tolérance en fabrication de l'épaisseur : +/- 0.2 mm
- Grammage carton : g
- ECT-moyen :
- Classe LNE :
- RCV : daN

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- **Conditionnement :**

CONDITIONNEMENT	Nbre Unités du cond.	Dimensions en mm du conditionnement	Poids en g. du cond.	Nbre de liens et position	Mise sous film
Paquet	11	1000x700x140	5600	Non	Non

- **Type de palettes :**

Nombre unités par palette	Nombre de paquets par palette	Poids Total de la palette (Kilo)	Nombre de couches par palette
275	11	76.6	11
Dimensions palette : 120x80 cm		Encombrement 120x80x167 cm	

- **Protection de la palette :**

Film : OUI

Liens : NON

Cornières : NON

Coiffe : NON

Macule : une plaque carton dessus

- **Marquage du produit : OUI**

- **Etiquetage du conditionnement : OUI**

- **Etiquetage de la palette : OUI**
quantité par palette