

RAJA

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Référence Raja : CIT20
- Libellé : CAISSE ISOTHERME ISOSTAR 20L
- Couleur du produit : Métallisé
- Dimensions extérieures : 276x276x297 mm
- Dimensions intérieures : 266x266x277 mm
- Dimensions à plat : 532x569x15 mm
Tolérance dimensions : +/- 2 mm
- Volume extérieur produit monté (dm³) : 22.62 dm³
- Volume à plat (dm³) : 4.54 dm³
- Numéro de nomenclature de dédouanement : 3923 90 00
- Impression — Type :
 - Couleur :
 - Estampille :
- Poids unitaire : 0.343 kg
Tolérance poids : +/- %
- COBB : g / M²
- Pattes de jonction : 1

CARACTERISTIQUES MATIERE

- Matière : Mousse de Polystyrène Extrudé Expandé ISOSTAR
- Epaisseur : 5 mm
- Tolérance en fabrication de l'épaisseur : +/- 0.2 mm
- Grammage carton : g
- ECT moyen :
- Classe LNE :
- RCV : daN

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- **Conditionnement :**

CONDITIONNEMENT	Nbre Unités du cond.	Dimensions en mm du conditionnement	Poids en g. du cond.	Nbre de liens et position	Mise sous film
Paquet	25	1000x700x256	6500	Non	Non

- **Type de palettes :**

Nombre unités par palette	Nombre de paquets par palette	Poids Total de la palette (Kilo)	Nombre de couches par palette
150	6	49	6
Dimensions palette : 120x80 cm		Encombrement 120x80x168 cm	

- **Protection de la palette :**

Film : OUI

Liens : NON

Cornières : NON

Coiffe : NON

Macule : une plaque carton dessus

- **Marquage du produit : OUI**

- **Etiquetage du conditionnement : OUI**

- **Etiquetage de la palette : OUI**

quantité par palette