



Code produit

930589

# FICHE TECHNIQUE

LOT DE 10 EPONGES + ABRASIF VERT

Photo non contractuelle (voir descriptif)

## 1 - Descriptif général

Lot de 10 Eponges synthétiques jaunes T25 + récurant vert

## 2 - Caractéristiques techniques

Poids : 16g

Dimension : 90x60x25mm

## 3 - Composition

Mousse synthétique T25 Jaune

Récurant abrasif vert

## 4 - Propriétés

Densité : 23 kg/m<sup>3</sup>

Résistance à la compression : 4 kPa

Résistance au déchirement : 90 kPa

Allongement à la rupture : 110%

Absorption : Bonne

## 5 - Caractéristiques physico-chimiques

## 6 - Utilisation et conseils d'utilisation

Pour les gros nettoyages, les gros lessivages

## 7 - Conditionnement et logistique

Conditionnement :

930589 : par 10