

10 tampons sur éponge VERT A.O.

Référence	Taille	Conditionnement	Pds/C	Couleurs
930575	GM : 130*90*22 mm			Vert
930574	PM : 110*70*22 mm			Vert

Le tampon abrasif Vert Appel d'offre est utilisé pour le récurage courant dans le domaine de la vaisselle (agrée contact alimentaire) principalement mais aussi dans le domaine mobilier. Ce tampon sur éponge bénéficie d'un très bon rapport qualité/prix

Photo non contractuelle



PETIT PRIX

Données	Techniques	Produits
Dimensions du tampon :	Grand modèle	Petit modèle
Longueur :	130 mm	110 mm
Largeur :	90 mm	70 mm
Epaisseur :	22 mm	22 mm
Poids unitaire du lot :	300 gr	200 gr
Caractéristique produit :	Produit bi-face avec un côté abrasif pour les récurages courants et un côté éponge cellulosique pour essuyer et absorber. Gain de temps, rinçage facile, très bonne absorption.	
Composition :	Abrasif : ce sont des fibres courtes nylon liées entre elles par une résine thermodurcissable et chargée en minéral oxyde d'aluminium. Pigment vert Eponge : cellulose régénérée, renforcée par des fibres naturelles, ammonium quaternaire, chlorure de magnésium, eau.	
Conseil d'utilisation :	S'utilise humide avec ou sans détergent	
Palettisation :	GM et MM: 24 cartons de 17 lots de 10 pièces = 408 lots de 10 pièces, soit 4080 pièces par pal. PM : 24 cartons de 27 lots de 10 pièces = 648 lots de 10 pièces, soit 6480 pièces par palette	

