

INFO GÉNÉRALE**NOM:** Contimobile**DESCRIPTION:** Support sac mobile a pedale**CATÉGORIE:** Supports-sacs**FAMILLE:** Collecte des déchets**RÉFÉRENCE:** 601041**EAN:** 8033433772550**NOM. DOUANIÈRE:** 73269098**PRODUCT PICTURE****SPECIFICATIONS DU PRODUIT****Couleurs:****Capacité:** 110 lt**Finition:** Finition brillant**Matériaux:** Acier inox AISI 430**Dimensions:** 550 x 580 x 975 mm**Poids:** 7 kg**INFO SUPPLÉMENTAIRE**

Elements à assembler, Ouverture à pédale, Large pédale pour utilisation conforme à la méthode HACCP, Deux roues en plastique rigide de Ø 170 mm,

UNITÉ DE VENTE & EMBALLAGE**Unité de vente :** Unitaire**Type d'emballage :** Carton**Pcs par emballage:** 1 pc**Dimensions (LxPxH):** 270 x 550 x 720 mm**Poids gross:** 8,5 kg