

Désignation

- Tube verre sodocalcique fond rond

Référence

- 870101B

Unité de vente : 22382



-
- Tube à bord droit, lavé avec détergent, neutralisant et séché
 - Matériau : verre sodocalcique blanc
 - Fond rond
 - Non jupé
 - Sans zone de marquage
 - Sans bouchon
 - Sans graduations
 - Volume : 6 ml
 - Dimensions (Ø x h x ép.) : 11,60 x 75 x 0,50 mm
 - Non stérile
 - Autoclavable