



## KIT 1250 ML - N° ONU 991-837



Nous, soussignés, EMBALL'INFOR, fabricant du KIT 1250 ML, certifions la conformité de cet emballage aux prescriptions et instructions ADR / IATA P 620 & P 650 ( UN 3373 - UN 2814 - UN 2900 ) pour le transport de substances biologiques de la catégorie A & B.

- Boîte de transport à rabats.
- Impression sérigraphie standard noire.
- Impression UN 3373 ou UN 2814.
- Pot à fermeture à vis 1250 ML + opercule étanche.
- N° ONU 991 837.
- Impression personnalisée sur demande.



bag 95 KPa -  
Type A5



porte tube en  
mousse 14 trous



kit 3 mousses



bag minigrip  
180 x 280 mm



papier bulle  
30 x 40 cm



absorbant  
150 mL

Code	Désignation	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Capacité utile des pots	Dimensions Int. des pots (mm)	Type d'équipement
KITS00023	1250 ML - standard UN 2814	123 x 123 x 196	1250 ML	Ø 100 x H 160	1 bag 95 KPa - Type A5 + 1 bag minigrip + 1 absorbant 150 mL + 1 feuille de papier bulle (30 x 40 cm)
KITS00078	1250 ML - standard UN 2814	123 x 123 x 196	1250 ML	Ø 100 x H 160	1 porte tube en mousse 14 trous + 1 feuille de papier bulle (30 x 40 cm)
KITS00022	1250 ML - standard UN 2814	123 x 123 x 196	1250 ML	Ø 100 x H 160	Kit 3 mousses (1 bloc mousse cylindrique pour 2 tubes + 2 rondelles en mousse) + 1 feuille de papier bulle (30 x 40 cm)
KITS00121	1250 ML - standard UN 3373	123 x 123 x 196	1250 ML	Ø 100 x H 160	1 bag 95 KPa - Type A5 + 1 bag minigrip + 1 absorbant 150 mL + 1 feuille de papier bulle (30 x 40 cm)
KITS00079	1250 ML - standard UN 3373	123 x 123 x 196	1250 ML	Ø 100 x H 160	1 porte tube en mousse 14 trous + 1 feuille de papier bulle (30 x 40 cm)
KITS00080	1250 ML - standard UN 3373	123 x 123 x 196	1250 ML	Ø 100 x H 160	Kit 3 mousses (1 bloc mousse cylindrique pour 2 tubes + 2 rondelles en mousse) + 1 feuille de papier bulle (30 x 40 cm)

- **Fabriqué en France par EMBALL'INFOR**