



KIT 2000 ML - UN 3373



Nous, soussignés, EMBALL'INFOR, fabricant du KIT 200 ML, certifions la conformité de cet emballage aux prescriptions et instructions ADR / IATA P 650 (UN 3373 - UN 2900) pour le transport de substances biologiques de la catégorie B.

- Boîte de transport à rabats.
- Impression sérigraphie standard noire UN 3373.
- Pot à fermeture inviolable 2000 ML.
- Impression personnalisée sur demande.



Code	Désignation	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Capacité utile des pots	Dimensions Int. des pots (mm)	Type d'équipement
KITS00114	2000 ML - standard UN 3373	165 x 160 x 217	2000 ML	Ø 120 x H 184	1 calage en carton REF pot 2000 ML + 1 bag 95 KPa - Type A5 + 2 absorbants 150 mL + 1 feuille de papier bulle (30 x 40 cm)

- **Fabriqué en France par EMBALL'INFOR**