




KIT 1000 ML - UN 3373



Nous, soussignés, EMBALL'INFOR, fabricant du KIT 1000 ML, certifions la conformité de cet emballage aux prescriptions et instructions ADR / IATA P 650 / UN 3373 pour le transport de substances biologiques de la catégorie B.

- Boîte de transport à rabats certifiée UN 3373.
- Impression sérigraphie standard noire (UN 3373 + 2 flèches).
- Patte de verouillage.
- Pot à fermeture à vis 1000 ML - certifié IBE / BVI 95 KPa.
- Livré monté.
- Impression personnalisée sur demande.



porte tube en
mousse 14 trous



papier bulle
30 x 40 cm



absorbant
150 mL

Code	Désignation	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Capacité utile des pots	Dimensions Int. des pots (mm)	Type d'équipement
KITS00082	1000 ML - UN 3373	135 x 135 x 190	1000 ML	Ø 110 x H 150	1 absorbant 150 mL + 1 feuille de papier bulle (30 x 40 cm)
KITS00035	1000 ML - UN 3373	135 x 135 x 190	1000 ML	Ø 110 x H 150	1 porte tube en mousse 14 trous + 1 feuille de papier bulle (30 x 40 cm)
KITS00132	1000 ML - UN 3373	135 x 135 x 190	1000 ML	Ø 110 x H 150	insert de protection en aluminium + 1 absorbant 150 mL + 1 feuille de papier bulle (30 x 40 cm)
KITS00133	1000 ML - UN 3373	135 x 135 x 190	1000 ML	Ø 110 x H 150	insert de protection en aluminium + 1 porte tube en mousse 14 trous + 1 feuille de papier bulle (30 x 40 cm)

- **Fabriqué en France par EMBALL'INFOR**