



## KIT 650 ML - N° ONU 918-208



Nous, soussignés, EMBALL'INFOR, fabricant du KIT 650 ML, certifions la conformité de cet emballage aux prescriptions et instructions ADR / IATA P 620 & P 650 ( UN 3373 - UN 2814 - UN 2900 ) pour le transport de substances biologiques de la catégorie A & B.

- Boîte de transport à rabats.
- Impression sérigraphie standard noire UN 3373 ou UN 2814.
- Protection thermique aluminisée.
- Pot à fermeture inviolable 650 ML.
- N° ONU 918 208.
- Impression personnalisée sur demande.



bag 95 KPa -  
Type A5



bag minigrip  
180 x 280 mm



absorbant  
150 mL



papier bulle  
30 x 40 cm

Code	Désignation	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Capacité utile des pots	Dimensions Int. des pots (mm)	Type d'équipement
KITS00026	650 ML - standard UN 2814	100 x 100 x 200	650 ML	∅ 75 x H 150	1 bag 95 KPa - Type A5 + 1 bag minigrip + 1 absorbant 150 mL + 1 feuille de papier bulle (30 x 40 cm)
KITS00046	650 ML - standard UN 3373	100 x 100 x 200	650 ML	∅ 75 x H 150	1 bag 95 KPa - Type A5 + 1 bag minigrip + 1 absorbant 150 mL + 1 feuille de papier bulle (30 x 40 cm)

- Autre version disponible : Kit simple sans pot avec 1 bag 95 KPa - Type A5.  
**A utiliser pour le transport de catégorie B ( UN 3373 ) uniquement.**
- **Fabriqué en France par EMBALL'INFOR**