

FICHE TECHNIQUE

Référence	800409
Désignation	MATIERE ABSORBANTE P650 UN 3373 COUSSINET 25g GRANDE CAPACITE



Description :

- ✓ Entièrement transparente
- ✓ Capacité absorbante : 0.5 L de sang ou 3.5 L de liquide
- ✓ Les coussinets de 25 grammes transforment le liquide en matière solide et conviennent parfaitement aux échantillons diagnostiques importants et aux déchets médicaux

Unité de vente :

100 pièces
