

FICHE TECHNIQUE

Référence	800410
Désignation	SACHET DIAG P650 UN 3373 165x170mmPE 70µm



Description :

- ✓ En Polyéthylène
- ✓ Translucide
- ✓ Longueur externe : 175 mm
- ✓ Largeur externe : 165 mm
- ✓ Longueur interne : 165 mm
- ✓ Largeur interne : 154 mm
- ✓ Epaisseur : 70 µm
- ✓ Semi-transparent
- ✓ Fermeture : ruban adhésif destructeur. Le sachet reste hermétique après fermeture.

Unité de vente :

100 pièces