

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	800412
<b>Désignation</b>	SACHET DIAG P650 UN 3373 255x385mm PE 70µm



### Description :

- ✓ En Polyéthylène
- ✓ Translucide
- ✓ Longueur externe : 385 mm
- ✓ Largeur externe : 255 mm
- ✓ Longueur interne : 378 mm
- ✓ Largeur interne : 243 mm
- ✓ Epaisseur : 70 µm
- ✓ Fermeture : ruban adhésif destructeur. Le sachet reste hermétique après fermeture.

### Unité de vente :

100 pièces