

FICHE TECHNIQUE

Référence	800414
Désignation	SACHET DIAG P650 UN 3373 590x620mmPE 70µm



Description :

- ✓ En Polyéthylène
- ✓ Translucide
- ✓ Longueur externe : 620 mm
- ✓ Largeur externe : 590 mm
- ✓ Longueur interne : 608 mm
- ✓ Largeur interne : 579 mm
- ✓ Epaisseur : 70 µm
- ✓ Fermeture : ruban adhésif destructeur. Le sachet reste hermétique après fermeture.

Unité de vente :

100 pièces