

FICHE TECHNIQUE

Référence	800415
Désignation	SACHET DIAG P650 UN 3373 POCHE LATÉRALE 165x265mm PE 70µm



Description :

- ✓ En Polyéthylène
- ✓ Translucide
- ✓ Longueur externe : 267 mm
- ✓ Largeur externe : 168 mm
- ✓ Longueur interne : 258 mm
- ✓ Largeur interne : 154 mm
- ✓ Épaisseur : 70 µm
- ✓ Fermeture : ruban adhésif destructeur. Le sachet reste hermétique après fermeture.

Unité de vente :

100 pièces
