

FICHE TECHNIQUE

Référence	800416
Désignation	SACHET DIAG P650 UN 3373 POCHE LATÉRALE 165x275mm PE 70µm



Description :

- ✓ En Polyéthylène
- ✓ Jaune
- ✓ Longueur externe : 267 mm
- ✓ Largeur externe : 168 mm
- ✓ Longueur interne : 258 mm
- ✓ Largeur interne : 154 mm
- ✓ Semi-transparent
- ✓ Fermeture : ruban adhésif destructeur. Le sachet reste hermétique après fermeture.

Unité de vente :

100 pièces