

FICHE TECHNIQUE

Référence	800417
Désignation	SACHET DIAG NOMINATIF 190x260mm ADHESIF PE 70µm



Description :

- ✓ En Polyéthylène
- ✓ Blanc
- ✓ Longueur externe : 260 mm
- ✓ Largeur externe : 190 mm
- ✓ Longueur interne : 255 mm
- ✓ Largeur interne : 181 mm
- ✓ Epaisseur : 70 µm
- ✓ Fermeture : Ruban adhésif destructeur.

Unité de vente :

100 pièces